

Magic Leap 1 セットアップ手順書

セットアップ手順	1
初期設定	1
1. Magic Leap ID の作成	1
2. 本体のセットアップ	3
Holoeyes MD のインストール方法	4
改訂履歴	6

注意

Magic Leap 1 は Holoeyes MD Version 2.6 以降のサポートを終了しています。

セットアップ手順


初期設定

Magic Leap 1 のセットアップには、Magic Leap ID の作成及び Wi-Fi 接続が必要です。
また、セットアップを開始する前に本体の充電を完了してください。


1. Magic Leap ID の作成

1-1. id.magicleap.com にアクセスし、Magic Leap ID を作成します。

メールアドレスを入力し、「Let's go!」を選択します。





1-2. 氏名・生年月日を入力後、チェックボックスにチェックを入れ(任意)、「Let's go!」を選択します。




1-3. 右図の画面に切り替わります。登録したメールアドレスに6桁のコードが送られています。メールを確認の上、コードを入力します。


※コードの有効期限は発行後5分間です。有効期限が切れた場合は、「Send another code」を選択して再発行してください。



1-4. 登録したメールアドレスが表示されていることを確認し、「Let's go!」を選択します。



1-5. 利用規約が表示されます。内容を確認の上、同意のチェックボックスにチェックを入れ、「Onwards」を選択します。



1-6. アカウント情報が表示されます。これでMagic Leap IDの作成は完了です。



1-7. 最後に、国の設定を行います。「アカウント情報」の「国の設定」を選択し、「JP(日本)」に設定します。国の設定は、必ず本体のセットアップ前に行ってください。



2. 本体のセットアップ

2-1. Magic Leap 1 のセットアップを行います。

Magic Leap 1 を初めて起動すると、Wi-Fi 接続のガイドが表示されます。画面表示に従って操作し、Wi-Fi に接続します。


※セットアップ後の Wi-Fi 接続手順は、[こちら](#)をご参照ください。

2-2. Wi-Fi 接続後、画面表示に従ってセットアップを完了します。


※セットアップ後、OSは常に最新の状態にしてご利用ください。アップデート手順は[こちら](#)をご参照ください。

Holoeyes MD のインストール方法


1. スタートメニューの「World」(公式ストア)を選択します。



2. 「World」が開いたら「Search」を選択し、検索窓に「holoeyes」と入力します。続いて、検索結果から「Holoeyes MD」を選択し、ページを開きます。



3. 「DOWNLOAD」を選択すると、インストールが開始されます。インストールが完了するまでそのままお待ちください。



改訂履歴

日付	内容
2022年 8月 31日	Magic Leap 1 セットアップ手順書新規作成
2023年 5月 19日	Ver2.6以降のサポート終了に関する追記